



EN| Instruction manual

NL| Gebruiksaanwijzing

FR| Mode d'emploi

DE| Bedienungsanleitung

ES| Manual de usuario

PT| Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV| Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK| Návod na použitie

RU| Руководство по эксплуатации



WG-2422

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTI / ПОПИС СОУСТАЌИ / ПИЧАЖНЕ ЗАПИСАЧА





FIGURE 1. / FIGUUR 1. / IMAGE 1. / ABILDUNG 1. / FIGURA 1. / FIGURA 1. / RYSUNEK 1. / FIGURA 1. / FIGUR 1. / OBRÁZOK 1. / OBRÁZOK 1. / ПИЧ. 1



1. Spier % / Muscle % / % Musclic / % Muskeln % / Porcentaje de masa / Muscular / Zaw. % mięsna / % muscoli / Muskler / Svalstyr / Svalstyr / % ၽိမ္မာဏဓာတ်ပမာဏ
2. Vet % / Fat % / % Graisse / Fett % / Porcentaje de grasa / Gordura / Zaw. % tłuszczu / % grasso / Fett / Tukki / Tukki / % wepa
3. Lengte persoon / Height Unit / Unité de taille / Einheit Größe / Unidade de altura / Unidad de altura / Jednostka wzrostu / Unità di misura dell'altezza / Körperhöhe / Jednotka výšky / Jednotka výšky / Единица измерения роста
4. Vocht % / Hydratatie % / % Eau / % Wasseranteil / Porcentaje de hidratación / Hidratación / Zaw. % wody / % idratazione / Větetelnosti / Hydratační / % nappanarstva / Ποσοστό dehidrataції / Ossno / Zaw. % kociłci % ośsa / Benmassa / Kostli / Kostli
5. Botten % / Boneën / % dos / Knochenanteil / Porcentaje de densidad / Ossno / Zaw. % kości / % ossa / Benmassa / Kostli / Kostli
6. Leeftijd / Age / Age / Alter / Edad / Sidade / Wiek / Etår / Alder / Wiek / Viek / Bospact
7. Gewichtsaanduiding / Weight Unit / Unité de poids / Gewichtseinheit / Unidad de peso / Unidade de peso / Jednostka wagi / Unità di misura del peso / Vážitnosť / Jednotka hmotnosti / Jednotka hmotnosti / Единица измерения веса
- 8/9. Geslacht / Gender / Genre / Geschlecht / Sexo / Plee / Sesso / Kise / Pol / Pohlaví / Pohlavie / Ког полова/полова/полна/полна
10. Gebruikers geheugen nummer / User memory code / Code mémoire utilisateur / Benutzer-Speichermodul / Código de memoria de usuario / Código de memória do utilizador / Код памяти пользователя / Codice memoria utente / Код für anwendermemory / Kod paměti uživatelé / Kod paměti uživatelé / Код
11. Vet status aanduiding / Fat status indication / Indication de status de graisse / Fettgehaltanzeige / Indicação de estado de grasa / Indicação de situação de gordura / Wskaznik zawartości tłuszczu / Indicação stato del grasso / Statoindikator for fetthalten / Indicaie statură țărănă/telenă/țelu / Indicația statură țărănă/țelu / Индикатор содержания жира
12. Calorieën aanduiding / Calorie Unit / Unité de calorie / Kalorieninheit / Indicación de estado de grasa / Unidada calórica / Jednotka kalóri / Jednotka kalóri / Unità di misurazione delle calorie / Kcalorienheit / Jednotka energie / Jednotka energie / Единица измерения



service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- To protect children against the dangers of electrical appliances, please make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.

- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
- Handle the balance with care, as it is a precise measuring instrument. Do not drop it or jump on it.
- Do not load the appliance with more than 200kg to avoid damaging the device.
- If the scales are carried or not going to be used, please store them only in a horizontal position.
- The body fat analysis scale is not suitable for the following persons:
 - Children under 10 years and adults over 85 years
 - Persons with symptoms of fever, oedema, or osteoporosis
 - Persons undergoing treatment for dialysis
 - Persons who use a pacemaker
 - Persons who take cardiovascular medication
 - Pregnant women
 - Sportspersons who perform over 5 hours of intensive sporting activities each day
 - Persons with a heartbeat lower than 60 beats/minute

Batteries

- Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
- Keep batteries away from children.They are not a toy!
- Do not open the batteries by force.
- Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et cetera)there is a danger of short-circuiting!
- As a result of a short-circuit batteries may heat up considerably or even catch fire.this may result in burns.
- For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
- If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a doctor.

PARTS DESCRIPTION

1. Contact surface
 2. Display
 3. On/set button
 4. Up button
 5. Down button
 6. Start button
- BEFORE THE FIRST USE**
- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
 - Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still.
 - It is advisable to take measurement at the same time of the day and at the same place.
 - Step on the weighing platform gently and when you are measuring, please keep still.
 - The device can only function correctly if you stand on the contact surface with bare, dry feet!
 - The main principle of this device is based on the measurement of the electric impedance within the human body. In order to determine the actual body data, the device leads a weak, unnoticeable electric signal through your body.
 - This signal is generally safe! However, please read our special safety instructions!
 - The method of measurement is referred to as "bioelectric impedance analysis" (BIA), a factor which is based on the relationship between body weight and associated body water percentages as well as on other biological data(age, gender, body weight).
 - There are heavy persons with a well-balanced percentage between fat and muscle mass, and there are seemingly slim persons with significantly high body fat values, fat is a factor that puts serious strain on the body, in particular the cardio-vascular system. Therefore, controlling both values (fat and weight) is a prerequisite for health and fitness.

USE

Weighing Function

- Place the scale on a hard, flat surface (avoid carpets). An uneven floor contributes to inaccurate measurements.
- Stand on the scales with both feet. The device switches on automatically.
- Distribute your weight equally and wait for the scale to determine your weight.
- The digits on the display will flash before your exact weight will be shown.
- In order to extend the battery life, the device will automatically turn off 10 seconds after you have stepped off the scale.

Saving Personal Data

- The scale has default values that you can change, as described below.
- Carry out the following steps in sequence and within a few seconds, otherwise the device will automatically cancel the input mode.
- Press the button SET. The memory space will flash on the display (P0).
- Confirm the setting by pressing SET or select another memory space by pressing the UP/DOWN button and then SET to go to the next setting.
- The symbol for "male" or "female" will flash. Confirm the setting by pressing SET or use the UP/DOWN button to choose the symbol for your gender and then press SET to go to the next setting.
- The height setting will flash. Select your height by pressing the UP or DOWN button. Holding down one of the buttons will accelerate the process. Confirm your entry by pressing SET.
- The setting AGE will flash. Select your age by pressing the UP or DOWN button. Holding down one of the buttons will accelerate the process. Confirm your entry by pressing START.

Weigh on based on personal settings

- The device can only function correctly if you stand on the device with bare,dry feet. If necessary wipe the contact surface to improve the results.
- Due to the significant fluctuation of body fat the optimal testing time is between 6 p.m. And 8 p.m, since the body fat remains very consistent during this period of time.
- Press the SET button, the user number will flash (P0-P12). Use the UP/DOWN button to select your preset data.

- Wait for the user number to stop flashing.
- Stand on the contact surfaces with both feet.
- Firstly your weight will flash on the display.
- After a few seconds, the following results will be shown:

ABOUT FAT, HYDRATION AND CALORY

Fat % and hydration %

- The fat% is an index % of fat content in human body.
- The fat content in human body is of a certain level, overabundance of fat will bring bad effects on metabolism, thereby, various illnesses may invade. Please consult your doctor for more advice.
- The hydration % is an index of hydration in a human body. A to high or to low percentage is bad for your health, please advice your doctor
- Fat/hydration content fitness assessment chart
- After your weighing, you can use the following assessment charts for reference: Fig. 1

Chart age to 30 years

Fat % Female	Hydration % Female	Fat % Male	Hydration % Male	Status	Key line indication
4.0-16.0	66.0-57.8	4.0-11.0	66.0-61.2	Too lean	
16.1-20.5	57.5-54.7	11.1-15.5	61.1-58.1	Lean	
20.6-25.0	54.6-51.6	15.6-20.0	58.0-55.0	Normal	
25.1-30.5	51.5-47.8	20.1-25.5	54.9-51.9	Fat	
30.6-60.0	47.7-27.5	24.6-60.0	51.8-27.5	Total	

Chart age above 31 years

Fat %Female	Hydration % Female	Fat %Male	Hydration %Male	Status	Key line indication
4.0-20.0	66.0-55.0	4.0-15.0	66.0-58.4	Too lean	
20.1-25.0	54.9-51.6	15.1-19.5	58.3-55.3	Lean	
25.1-30.0	51.8-48.1	19.6-24.0	55.2-52.3	Normal	
30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-28.5	52.2-49.2	Fat	
35.1-60.0	44.6-27.5	28.6-60.0	49.1-27.5	Total	

The above information is only for reference

Calorie: The data reading indicates the energy you need to sustain the daily metabolism and ordinary activities required for your weight, height, age and gender.

Error: If an error message appears on the display, wait until the device is turned off. Turn it on again to restart the operation. If the error display has not disappeared, take the batteries out of the battery compartment for 10 seconds.

Lo: The battery is nearly empty, replace the battery.

Err: Over load indication. The weight subject on the platform exceeds the maximum capacity of scale please step off to avoid damage.

Err-h: Low fat percentage is to low.

Err-h: High fat percentage is to high.

C: Error, please re-test to get the correct result.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

GUARANTEE

This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.

For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwalificeerde dienst(*).
- Behandel de weegschaal met zorg, het een precisie-meetapparaat. Laat het apparaat niet vallen en er niet op springen.
- Het apparaat met maximaal 200kg belasten om schade aan de weegschaal te voorkomen.
- Als de weegschaal wordt verplaatst of niet wordt gebruikt, uitsluitend in de horizontale positie bewaren.
- De lichaamsvetweegschaal is niet geschikt voor de volgende personen:

- Kinderen jonger dan 10 jaar en volwassenen ouder dan 85 jaar
 - Personen met symptomen van koorts, oedeem of osteoporose
 - Personen die in behandeling zijn voor dialyse
 - Personen die een pacemaker gebruiken
 - Personen die cardiovasculaire medicatie nemen
 - Zwangere vrouwen
 - Sporters die dagelijks meer dan 5 uur intensief sporten
 - Personen met een hartslag van minder dan 60 slagen/minuut
- Batterijen**
- Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen nooit in open vuur. Er bestaat gevaar voor een explosie!
 - Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen zijn geen speelgoed!
 - De batterijen niet proberen te demonteren.
 - Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!

- Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontvlammen. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
- Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid en ogen grondig wassen met schoon water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Contactoppervlak
2. Scherm
3. Aan/instellingen knop
4. Hoger-toets
5. Lager-toets
6. Startknop

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond tegen waterpas is.
- Voor een optimaal en consistent meetresultaat dient u de weegschaal altijd op dezelfde plaats en tijdstip te gebruiken.
- Stap altijd rustig op de glazen plaat en blijf altijd stil staan bij het meten.
- Het apparaat werk alleen correct als u met blote, droge voeten op het contactoppervlak staat!
- Het principe van dit apparaat is gebaseerd op het meten van de elektrische impedantie in het menselijk lichaam. Om de lichaamsgegevens te bepalen, stuurt het apparaat een zwak, onvoelbaar elektrisch signaal door uw lichaam.
- Dit signaal is over het algemeen veilig! Maar wij raden u aan onze speciale veiligheidsvoorschriften te lezen!
- De meetmethode heet "bio-elektrische impedantie" (BIA), een factor gebaseerd op de relatie tussen lichaamsgewicht en geassocieerde lichaamswaterpercentages, evenals op andere biologische gegevens (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht).
- Er zijn zware personen met een goed uitgebalanceerd percentage tussen vet en spiermassa, en er zijn schijnbaar slanke personen met aanzienlijk hoge lichaamsvetwaarden. Vet is een factor die ernstige belasting op het lichaam kan uitoefenen, in het bijzonder op het cardiovasculaire systeem. Daarom is het controleren van beide waarden (vet en gewicht) een voorwaarde voor gezondheid en fitness.

GEBUIK

- Weefunctie**
- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond (niet op vloerbedekking). Een ongelijke vloer lijdt tot on nauwkeurige metingen.
- Ga met beide voeten op de weegschaal staan. Het apparaat schakelt automatisch in.
- Verdeel uw gewicht en wacht totdat de schaal uw gewicht heeft bepaald.
- De cijfers op het scherm knipperen voordat u exacte gewicht wordt aangegeven.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het apparaat 10 seconden nadat u van de schaal stap automatisch uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens opslaan

- De schaal heeft standaardinstellingen die u kunt wijzigen, zoals hieronder beschreven.
- De volgende stappen in de juiste volgorde en binnen een paar seconden uitvoeren, anders schakelt het apparaat de invoermodus automatisch uit.
- Druk op de knop SET. De geheugenruimte knippert op het scherm (P0). Bevestig de instelling door weer op de toets SET te drukken of selecteer een ander geheugenlocatie met de toetsen HOGER/LAGER, en druk dan op de toets SET om naar de volgende instelling te gaan.
- Het symbool voor "mannelijk" of "vrouwelijk" knippert. Bevestig de instelling door op de toets INSTELLEN te drukken of gebruik de toetsen HOGER/LAGER om het symbool voor uw geslacht te kiezen. Druk de SET knop om naar de volgende instelling te gaan.
- De lange-instelling knippert. Selecteer uw lengte door op de toetsen HOGER of LAGER te drukken. De toetsen ingedrukt houden om de instelling sneller te veranderen. Bevestig de instelling door op de toets SET te drukken.
- De instelling LEEFTIJD knippert. Selecteer uw leeftijd door op de toetsen HOGER of LAGER te drukken. De toetsen ingedrukt houden om de instelling sneller te veranderen. Bevestig de instelling door op de toets START te drukken.

Wegen op basis van persoonlijke instellingen

- Het apparaat werk alleen correct als u met blote, droge voeten op het contactoppervlak staat! Indien nodig het contactoppervlak schoonmaken om de resultaten te verbeteren.
- Door aanzienlijke fluctuatie van lichaamsvet is 's avonds tussen 6 uur en 8 uur de optimale tijd om de test uit te voeren, omdat het lichaam gedurende deze periode constant blijft.
- Druk op de toets INSTELLEN; het gebruikersnummer knippert (P0-P12). Gebruik de toetsen HOGER/LAGER om uw opgeslagen gegevens te selecteren.
- Wacht tot het gebruikersnummer stopt met knipperen.
- Ga met beide voeten op het contactoppervlak staan.
- Als eerste knippert uw gewicht op het scherm.
- Na een paar seconden worden de volgende gegevens getoond: Fig. 1

UITLEGG VET EN PERCENTAGES EN CALORIEN

- Vet % en vocht %**
- Het vet percentage is een index percentage van de hoeveelheid vet in een menselijk lichaam.
- Een te hoog of te laag vet percentage is slecht voor uw gezondheid, raadpleeg bij twijfel altijd een arts.
- Het vocht percentage is een index percentage van de hoeveelheid vocht in een menselijk lichaam, een te hoog of te laag vochtigheidsgehalte is slecht voor uw gezondheid, raadpleeg bij twijfel altijd een arts.
- Vet/vocht gehalte beoordelingstabel.
- In de volgende tabellen kunt u uw meetresultaten vergelijken.

Tabel leeftijd t/m 30 jaar

Vet % Vrouw	Vocht % Vrouw	Vet % Man	Vocht % Man	Status	Liĳnaanduiding
4.0-16.0	66.0-57.8	4.0-11.0	66.0-61.2	te mager	
16.1-20.5	57.5-54.7	11.1-15.5	61.1-58.1	mager	
20.6-25.0	54.6-51.6	15.6-20.0	58.0-55.0	normaal	
25.1-30.5	51.5-47.8	20.1-25.5	54.9-51.9	vet	
30.6-60.0	47.7-27.5	24.6-60.0	51.8-27.5	te vet	

Tabel leeftijd vanaf 31 jaar

Vet % Vrouw	Vocht % Vrouw	Vet % Man	Vocht % Man	Status	Liĳnaanduiding
4.0-20.0	66.0-55.0	4.0-15.0	66.0-58.4	te mager	
20.1-25.0	54.9-51.6	15.1-19.5	58.3-55.3	mager	
25.1-30.0	51.8-48.1	19.6-24.0	55.2-52.3	normaal	
30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-28.5	52.2-49.2	vet	
35.1-60.0	44.6-27.5	28.6-60.0	49.1-27.5	te vet	

Bovenstaande tabellen zijn slechts een indicatie en zijn niet medisch onderstund.

Calorieën: Het getal wat gemeten wordt is een indicatie van de hoeveelheid calorien die een persoon per dag nodig heeft om normaal te presteren en op een ideaal gewicht te blijven rekening houdend met de leeftijd, lengte en geslacht.

Fout: Als er een foutmelding op het scherm verschijnt, dan wachten totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Het apparaat weet inschakelen om opnieuw te meten. Als de foutmelding niet verdwijnt, de batterijen 10 seconden uit het batterijkvak verwijderen.

- Lo:** De batterij is bijna leeg, vervang de batterij.
- Err:** Overschrijding maximaal gewicht, voorkom schade aan het apparaat en ga er direct af.
- Err-I:** Vet % is te laag
- Err-h:** Vet % is te hoog
- C:** Storing, weep opnieuw

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat niet met een vochtige doek. Gebruik nooit aggressivev en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspoons of staalwol; dit beschadigt het apparaat.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeerd u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Veuillez lire attentivement la notice d'emploi avant l'utilisation de l'appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le ticket de caisse et si possible, le carton de l'emballage intérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris les enfants) ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l'appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pend pas.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un Centre de réparation qualifié agréé (*).
- Manipulez soigneusement le pése-personne car il est un instrument précis de mesure. Ne le laissez pas tomber et ne sautez pas dessus.
- Ne pas charger l'appareil de plus de 200 kg pour éviter de l'endommager.
- Si le pése-personne est transporté ou ne va pas être utilisé, veillez le ranger uniquement en position horizontale.
- Le pése-personne d'analyse de masse graisseuse ne convient pas aux personnes suivantes :
 - Les enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de 85 ans
 - Les personnes souffrant de fièvre, d'oedème ou d'ostéoporose
 - Les personnes suivant un traitement de dialyse
 - Les personnes portant une stimulateur cardiaque
 - Les personnes prenant des médicaments cardiovasculaires
 - Les femmes enceintes
 - Les sportifs effectuant quotidiennement plus de 5 heures d'activités sportives
 - Les personnes ayant un pouls inférieur à 60 pulsations par minute

Piles

- N'exposez pas la pile à des températures élevées ou en plein soleil. Ne jetez jamais les piles dans le feu. Elles risquent d'exploser!

SK Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je zodpovedný za prípadné poškodenie.
- Pred použitím tohto zariadenia si prosím prečítajte dôkladne návod na použitie. Uchovajte tiež tento návod, záručný list, doklad o nákupe a ak je možné aj kartón výrobného balenia.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobám (vrátane detí) so zníženou psychickou, motorickou či mentálnou spôsobilosťou, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokým nebudú vedení či zaškoľení v používaní tohto zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Kvôli ochrane detí pred nebezpečnstvom spôsobeným elektrickými zariadeniami, prosím, zaistíte, aby zariadenie nikdy nezostalo bez dozoru. V dôsledku toho je zariadeniu potrebné vyhradiť miesto, kde naň deti nemôžu dočiahnuť. Uistíte sa, že kábel nie je zavesený smerom dolu.
- Toto zariadenie sa môže používať iba v domácnosti za účelom, na ktory bolo vyrobené.
- Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
- Všetky opravy by mal prevádzat kompetentný kvalifikovaný servis(“).
- Zaobchádzajte s váhou opatrne a starostlivo, pretože toto je nástroj presného merania. Nepadnite a nenechajte spadnúť so zariadením a ani po ňom neskáčeť.
- Nepreťažujte a nenakladajte príliš veľa na zariadenie viac ako 200 kg, aby ste sa vyhlí poškodeniu prístroja.
- Ak sa váhy prenašajú alebo sú nosené alebo sa nebudú používať, prosíme uskladnite ich len v horizontálnej pozícii.
 - Váhy na analýzu tuku v tele nie sú vhodné pre nasledujúce osoby:
 - Deti mladšie ako 10 rokov a dospelých starších ako 85 rokov
 - Osoby so symptómami horúčky, edému alebo osteoporózy
 - Osoby, ktoré podstupujú liečenie a ošetrovanie na dialýzu
 - Osoby, ktoré používajú kardiostimulátor
 - Osoby, ktoré berú medikamenty a lieky na kardiovaskulárne choroby
 - Tehotné ženy
 - Športovci, ktorí vykonávajú viac ako 5 hodín aktivít každý deň
 - Osoby s tlkotom/tepom srdca nižším ako 60 úderov/minúta

Batérie

- Nevystavujte batérie vysokej teplote alebo priamemu slnečnému žiareniu. Nikdy neodhadzujte batérie do ohňa. Existuje tu nebezpečenstvo výbuchu!
- Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nie sú to hračky!
- Neotvárajte batérie násilím.
- Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prste-ne, klince, skrutky atd.), je tu nebezpečenstvo skratu!
- Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zahrievať a prehrievať alebo dokonca zachytiť oheň a plameň, to môže vyústiť do popálenín.
- Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym prílnavým povrchom pásov počas prepravy.
- Ak batérie začnú pretekať a vytekať, nepretierajte si oči vašimi rukami. Ak ste v kontakte s tekutinou, ruky by sa mali poriadne vymyvať a oči riadne vypláchnuť čistou vodou, ak pretrvávajú symptómy, vyhľadajte lekára.

POPIS SÚČASTÍ

- Kontaktnom povrchu
- Displej
- Tlačidla zap/set
- Tlačidla hore
- Tlačidla nadol
- Tlačidla start

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Vždy vážte/používajte váhy na tvrdom a rovnom plochom povrchu. Keď sa meriate a vážite, prosíme zostaníte stáť pokojne a nehybte sa.
- Odporúča sa, aby ste vykonávali merania v Ten istý deň a na tom istom mieste.
- Mierne a pomaly si stupnite na platformu váženia a keď sa vážite, prosíme stojte pokojne a nehybte sa.
- Zariadenie môže fungovať správne len vtedy, ak stojíte na kontaktnom povrchu bosými/nahými, suchými nohami!
- Hlavný princíp tohto zariadenia je založený na meraní elektrickej impedancii v rámci vnútri ľudského tela. Aby ste určili údaje o aktuálnom tele, zariadenie má slabé, neviditeľné nevšimnuteľné/nezjavné vedenie elektrického signálu cez vaše telo.
- Tento signál je vo všeobecnosti bezpečný! Avšak, prosíme prečítajte si naše špeciálne bezpečnostné inštrukcie!
- Spôsob merania odkazuje na niečo ako "analýza bioelektrickej impedancie" (BIA), faktor, ktorý je založený na vzťahu medzi telom a váhou/hmotnosťou a prídruženou vodou v tele a percentom vody v tele ako aj na iných biologických údajoch (vek, pohľavie, hmotnosť tela).
- Sú ťažké osoby s dobre vyrovnaným percentom a podielom tuku a svalovej hmoty, a existujú zdanlivo a domlele chudé a štíhle osoby s výrazne vysokými hodnotami tuku v tele, tuk je faktor, ktorý vytvára problémy, napätie a tlak, ťažkosti a zataženie v tele, obzvlášť kardiovaskulárneho systému. A preto, kontrolovanie oboch hodnôt (tuk a váha/hmotnosť) je nevyhnutný predpoklad pre zdravie a zdravú kondíciu a spôsobilosť.

POUŽITIE

Funkcia váženia hmotnosti

- Umiestnite váhy na tvrdý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom). Nerovná podlaha prispieva k nepřesným meraniam).
- Postavte sa na váhy oboma nohami. Prístroj sa zapne automaticky.
- Rozmiestnite vašu váhu tela rovnomerne a počkajte, aby váha určila vašu hmotnosť.
- Číslice na displeji budú blikať a ukazovať vašu presnú hmotnosť tela.
- Aby sa predĺžila a zachovala životnosť batérie, zariadenie sa automaticky vypne po 10 sekundách, potom ako ste z váhy zostúpili.

Ukládanie osobných údajov

- Váhy majú prednastavené hodnoty, ktoré môžete zmeniť, ako je popísané nižšie.
- Vykrajte nasledujúce kroky v danom poradí a v rámci niekoľkých sekúnd, inak zariadenie automaticky zruší režim vstupu.
- Stlačte tlačidlo SET. Medzera na pamäť bude blikať na displeji (PO). Potvrďte nastavenie stlačením SET alebo vyberte inú medzeru na pamäť stlačením tlačidla HORE/NADOL a potom tlačidla SET a choďte na ďalšie nastavenie.
- Symbol pre "mužov" alebo "ženy" bude blikať. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla SET alebo použite tlačidlo HORE/NADOL a vyberte symbol pre vaše pohľavie a potom stlačte tlačidlo SET a choďte na ďalšie nastavenie.
- Nastavenie výšky bude blikať. Vyberte vašu výšku stlačením tlačidla HORE alebo NADOL. Podržte smerom nadol jedno z tlačidiel a to zrychlí proces vyhľadávania. Potvrďte vaše zadanie a údaj stlačením SET.
- Nastavenie VEKU bude blikať. Vyberte váš vek stlačením tlačidla HORE a NADOL. Podržte nadol jedno z tlačidiel a to zrychlí proces. Potvrďte vaše zadanie, údaj stlačením tlačidla START.

Váženie na základe osobných nastavení

- Prístroj alebo zariadenie môže fungovať správne len vtedy, ak stojíte na zariadení holými, bosými nohami. Ak je potrebné, poutierajte kontaktný

povrch, čo môže zlepšiť výsledky.

- Kvôli výraznej fluktuácii a zmenám tuku v tele, optimálny čas testovania a váženia je medzi 18,00 hod. a 20,00 hod. večer, pretože tuk v tele zostáva veľmi súvislý a pevný počas tohto obdobia.
- Stlačte tlačidlo SET, číslo užívateľa bude blikať (P0-P12). Použite tlačidlo HORE/NADOL a vyberte vaše prednastavené údaje či údaje.
- Počkajte kým, číslo užívateľa prestane blikať.
- Postavte sa na kontaktné povrchy oboha nohami.
- Najprv bude blikať vaša hmotnosť na displeji.
- Po niekoľkých sekundách, nasledujúce výsledky sa zobrazia: Obr. 1

O TUKU, HYDRATÁCII A KALÓRIÁCH

Tuk % a hydratácia %

- Tuk % je ukazovateľom % obsahu tuku v ľudskom tele.
- Obsah tuku v ľudskom tele je na určitej úrovni, nadbytok tuku prináša so sebou zlé odpady a účinky na metabolizmus, a preto rozličné a čízne choroby môžu telo napadnúť. Prosíme kontaktujte vášho lekára a poraďte sa.
- Hydratácia % je ukazovateľom hydratácie a obsahu vody v ľudskom tele. Príliš vysoké alebo príliš nízke percento vody a obsah vody vo vašom tele je nepriaznivé pre vaše zdravie, prosím informujte sa u vášho lekára a požiadajte o radu.
- Tabuľka pre vyhodnotenie telesnej kondície z hľadiska obsahu tuku/vody v tele
- Po odvážení sa, môžete použiť nasledujúce hodnotiace tabuľky a grafy ako referencie:

Tabuľka pre vek do 30 rokov

Tuk % Zena	Hydratácia, voda % Zena	Tuk % Muž	Hydratácia, voda % Muž	Stav	Indikácia kľúčového riadku
4.0-16.0	66.0-57.8	4.0-11.0	66.0-61.2	Príliš chudý; Šťihly	
16.1-20.5	57.5-54.7	11.1-15.5	61.1-58.1	Chudý; Šťihly	
20.6-25.0	54.6-51.6	15.6-20.0	58.0-55.0	Normálny	
25.1-30.5	51.5-47.8	20.1-25.5	54.9-51.9	Tučný	
30.6-60.0	47.7-27.5	24.6-60.0	51.8-27.5	Príliš tučný	

Tabuľka pre vek nad 31 rokov

Tuk % Zena	Hydratácia, voda % Zena	Tuk % Muž	Hydratácia, voda % Muž	Stav	Indikácia kľúčového riadku
4.0-20.0	66.0-55.0	4.0-15.0	66.0-58.4	Príliš chudý; Šťihly	
20.1-25.0	54.9-51.6	15.1-19.5	58.3-55.3	Chudý; Šťihly	
25.1-30.0	51.8-48.1	19.6-24.0	55.2-52.3	Normálny	
30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-28.5	52.2-49.2	Tučný	
35.1-60.0	44.6-27.5	28.6-60.0	49.1-27.5	Príliš tučný	

Vyššie uvádzané informácie sú len orientačné a referenčné

Kalórie: Údaje označujúce energiu, ktorú potrebujete pre zachovanie denného metabolizmu a procesov metabolizmu a bežných činnosti požadovaných a odpovedajúcich vašej hmotnosti, výške, veku a pohľaviu.

Chyba: Ak sa objaví chybová správa na displeji, počkajte pokým sa zariadenie nevypne. Zapnite ho znova a znovu naštartujte prevádzku. Ak displej s chybovou správou a hlášením nezmišne, vyberte batérie z priehradky na batérie na 10 sekúnd.

Lor: Batéria je takmer prázdna, vymeňte ju za novú.

Err: Indikácia preťaženia. Predmet alebo objekt váženia na platforme prekračuje maximálnu kapacitu váhy, prosíme zostúpte a vyhnite sa tak poškodeniu váh.

Err-I: Nízky obsah a percentu tuku je príliš nízke.

Err-H: Vysoké percento a obsah tuku je príliš vysoké.

C: Chyba, prosíme znovu otestujte a získajte tak správny výsledok.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Neponárajte zariadenie do vody alebo akejkolvek inej tekutiny.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, spongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.

ZÁRUKA

- Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme vid naša servisná webová stránka: www.service.tristar.eu

SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recyklačnú použitých domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.

RU Руководство по эксплуатации

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- При несоблюдении инструкций по безопасности изготовитель не несет ответственность за повреждения.
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации перед использованием устройства. Пожалуйста, сохраните эти инструкции, гарантийный сертификат, кассовый чек и, если возможно, картонную коробку и внутреннюю упаковку.
- Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо недостатком опыта и знаний, за исключением случаев наблюдения или обучения использованию прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Чтобы защитить детей от опасностей электрических приборов, пожалуйста, никогда не оставляйте прибор без присмотра. Поэтому следует выбрать место хранения прибора, в котором дети не смогут взять его. Убедитесь, что кабель не висит вниз.
- Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и только по своему прямому назначению.
- Прибор необходимо поставить на устойчивую и ровную поверхность.
- Все ремонты должны проводиться competenteмй квалифицированной сервисной службой (®).
- Аккуратно обращайтесь с весами, так как это точный измерительный прибор. Не роняйте их и не прыгайте на них.
- Не нагружайте прибор более 180 кг во избежание поломки устройства.
- При переноске весов или их хранения держите их только в горизонтальном положении.
- Шкала анализа содержания жира в теле не рассчитана на следующих людей:
 - Дети до 10 лет и взрослые старше 85 лет
 - Лица с симптомами жара, отека или остеопороза
 - Лица, проходящие лечение диализом
 - Лица, использующие кардиостимулятор
 - Лица, принимающие сердечно-сосудистые препараты
 - Беременные женщины
 - Спортсмены, интенсивно тренирующиеся более 5 часов

каждый день

- Лица с пульсом ниже 60 ударов в минуту

Батарейки

- Не подвешивайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не подвергайте их воздействию пламени. Имеется опасность взрыва!
- Держите батарейки вне досягаемости детей. Это не игрушка!
- Не открывайте батареекй.
- Избегайте контакта с металлическими предметами (кольца, гвозди, винты, и т.д.) из-за опасности короткого замыкания!
- В результате короткого замыкания батарейки могут существенно нагреться или даже воспламениться, что может привести к ожогу.
- Для вашей собственной безопасности, полюса батареек должны быть покрыты липкой лентой на время транспортировки.
- При утечке из батареекй не вытирайте руками глаза. Если руки контактировали с этой жидкостью, их следует тщательно вымыть, а глаза сполоснуть чистой водой; если болезненные симптомы не прекратятся, обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Контактная поверхность
- Дисплей
- Кнопка включения/установки
- Кнопка вверх
- Кнопка вниз
- Кнопка запуска

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

- Извлеките прибор и приспособления из коробки. Снимите с устройства наклейки, защитную пленку и пластиковую упаковку.
- Всегда взвешивайте/используйте весы на твердой плоской поверхности. Пожалуйста, не двигайтесь во время измерения.
- Рекомендуется проводить измерения в одно и то же время и в том же самом месте.
- Аккуратно встаньте на платформу взвешивания, и во время измерения, пожалуйста, не двигайтесь.
- Устройство может работать правильно только когда человек стоит на контактной поверхности сухими голыми ногами.
- Основной принцип работы этого устройства состоит в измерении электрического сопротивления человеческого тела. Для определения фактических данных о теле устройство пропускает слабый незаметный электрический сигнал через ваше тело.
- Этот сигнал совершенно безопасен! Однако прочтите, пожалуйста, специальные инструкции по безопасности!
- Метод измерений называется анализом биоэлектрического импеданса (BIA) - коэффициента, основанного на взаимосвязи между весом тела и связанным с ним процентным содержанием воды в теле, а также на других биологических данных (возрасте, поле, весе тела).
- Существуют научные люди с хорошо сбалансированным отношением жира и мышечной массой и кажущиеся стройными люди со значительно высокими величинами жира в теле, причем такие жировые отложения создают значительную нагрузку при жизнедеятельности, в частности на сердечно-сосудистую систему. Поэтому контроль обеих величин (жир и вес) является необходимым условием для здоровья и хорошего самочувствия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Функция взвешивания

- Поставьте весы на твердую плоскую поверхность (не на ковер). Неровный пол приведет к неточным измерениям.
- Встаньте на весы обеими ногами. Устройство включится автоматически.
- Равномерно распределите ваш вес и дождитесь определения вашего веса весами.
- До вывода точного веса цифры на дисплее будут мигать.
- Для продления срока службы батареек устройство автоматически выключается через 10 секунд после того как вы сойдете с весов.

Сохранение личных данных

- Весы имеют величины по умолчанию, которые можно изменить, как рассмотрено ниже.
- Выполните следующие шаги последовательно за несколько секунд, иначе устройство автоматически отменит режим ввода.
- Нажмите кнопку SET (установить). На дисплее начнет мигать область памяти (P0). Подтвердите выбор нажатием кнопки SET или выберите другую область памяти кнопкой UP/DOWN (вверх/вниз), а затем нажмите SET для перехода к следующему параметру настройки.
- Замигает символ "мужчина" или "женщина": Подтвердите выбор нажатием кнопки SET или выберите другой символ, соответствующий вашему полу, кнопкой UP/DOWN, затем нажмите SET для перехода к следующему параметру настройки.
- Начнет мигать параметр роста. Выберите ваш рост нажатием кнопки UP или DOWN. Удерживайте одну из кнопок, чтобы ускорить процесс. Подтвердите ввод нажатием кнопки SET.
- Начнет мигать параметр AGE (возраст). Выберите ваш возраст нажатием кнопки UP или DOWN. Удерживайте одну из кнопок, чтобы ускорить процесс. Подтвердите ввод нажатием кнопки START (запуск).

Взвешивание с учетом настройки личных параметров

- Устройство может работать правильно только когда человек стоит на контактной поверхности сухими голыми ногами. При необходимости протрите поверхность для улучшения результатов.
- Из-за существенного колебания содержания жира в теле за день оптимальным временем тестирования будет период от 6 до 8 часов вечера, поскольку в это время содержание жира в теле является весьма постоянным.
- Нажмите кнопку SET - начнет мигать пользовательский номер (P0-P12). Используйте кнопку UP/DOWN для выбора своих личных данных.
- Дождитесь прекращения мигания пользовательского номера.
- Встаньте на контактные поверхности обеими ногами.
- Сначала на дисплее будет мигать ваш вес.
- Через несколько секунд появятся следующие результаты:

O ЖИРЕ, ГИДРАТАЦИИ И КАЛОРИЯХ

% жировых отложений и % гидратации

- % жира - это коэффициент в % для содержания жира в человеческом теле.
- Содержание жира в теле должно быть на определенном уровне, причем избыточные жировые отложения плохо влияют на метаболизм, поэтому способствуют различным заболеваниям. За дополнительными сведениями, пожалуйста, обратитесь к своему лечащему врачу.
- % гидратации - это коэффициент содержания воды в человеческом теле. Высокая или низкая процентная доля плохо влияет на здоровье - пожалуйста, проконсультируйтесь у врача.
- Схема оценки содержания жира/гидратации для хорошего самочувствия
- После взвешивания можно воспользоваться следующей оценочной схемой для справки:

Схема для возраста до 30 лет

% жира Женщина	% гидратации Женщина	% жира Мужчина	% гидратации Мужчина	Состояние	Индикаторная строка индикации
4.0-16.0	66.0-57.8	4.0-11.0	66.0-61.2	Слишком мало	
16.1-20.5	57.5-54.7	11.1-15.5	61.1-58.1	Мало	
20.6-25.0	54.6-51.6	15.6-20.0	58.0-55.0	Нормально	
25.1-30.5	51.5-47.8	20.1-25.5	54.9-51.9	Полнота	
30.6-60.0	47.7-27.5	24.6-60.0	51.8-27.5	Сильная полнота	

Схема для возраста свыше 31 лет

% жира Женщина	% гидратации Женщина	% жира Мужчина	% гидратации Мужчина	Состояние	Индикаторная строка индикации
4.0-20.0	66.0-55.0	4.0-15.0	66.0-58.4	Слишком мало	
20.1-25.0	54.9-51.6	15.1-19.5	58.3-55.3	Мало	
25.1-30.0	51.8-48.1	19.6-24.0	55.2-52.3	Нормально	
30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-28.5	52.2-49.2	Полнота	
35.1-60.0	44.6-27.5	28.6-60.0	49.1-27.5	Сильная полнота	

Информация приведена только для справки

Calorie (калории) Показанные данные отмечают энергию, необходимую для поддержания ежедневного метаболизма и обычной жизнедеятельности согласно весу, росту, возрасту и полу.
Error (ошибка) В случае появления сообщения об ошибке на дисплее дождитесь выключения устройства. Снова включите устройство, чтобы перезапустить его работу. Если сообщение об ошибке появится снова, извлеките батарейки из батарейного отсека на 10 секунд.
Lo (низкий) Батарея почти разряжена, замените ее.
Err (ошибка) Индикация перегрузки. Вес на платформе превышает максимальную границу весов - пожалуйста, сойдите, чтобы предотвратить повреждение.
Err-I (ошибка - низкий) Низкое процентное содержание жира.
Err-H (ошибка - высокий) Высокое процентное содержание жира.
C Ошибка; пожалуйста, проведите тестирование снова для корректного результата.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.
- Очищайте прибор влажной тканью. Не применяйте сильные или абразивные чистящие средства, наждачную бумагу или проволочные щетки, которые повредят устройство.

ГАРАНТИЯ

- Для данного товара предоставляется гарантия на 24 месяца. Эти гарантийные обязательства действуют при использовании товара согласно инструкциям и в целях, указанных для этого товара.

Дополнительно предоставляется подтверждение покупки (накладная, копия платежного документа или кассовый чек) с указанием даты продажи, названия розничного продавца и артикула товара.

- Подробности об условиях гарантии, пожалуйста, см. на нашем сервисном веб-сайте: www.service.tristar.eu



УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В конце срока эксплуатации этот прибор нельзя выбрасывать вместе

с бытовыми отходами, а следует передать в центральный пункт сбора электронных и электрических бытовых приборов. Этот символ на приборе, инструкции по эксплуатации и упаковке нужен для привлечения внимания к важным вопросам. Используянные в этом приборе материалы допускают вторичную переработку. За счет переработки ненужных бытовых приборов можно внести свой важный вклад в защиту окружающей среды. Узнайте в местных муниципальных органах о месте сбора утилизируемых устройств.